

(DE) Gebrauchsanweisung  
(GB) Instructions for use  
(FR) Mode d'emploi  
(ES) Instrucciones de uso  
(IT) Istruzioni per l'uso  
(PT) Instruções de uso  
(NL) Gebruksaanwijzing  
(SE) Bruksanvisning  
(GR) Οδηγίες χρήσης

(CZ) Návod k použití  
(HU) Használati utasítás  
(PL) Instrukcja obsługi  
(HR) Upute za uporabu  
(RO) Înstrucții de utilizare  
(TR) Kullanma talimatı  
(SK) Navod na použitie  
(BG) Инструкции за употреба

## DE Gebrauchsanweisung

Medizinprodukt – Nur zur Anwendung durch dentales Fachpersonen.

**Zweckbestimmung**  
Lichtverdunstendes Colorfluid für die Kronen-Brückentechnik und Prothetik.  
Dieses Dentalmaterial ist für Patienten mit zahnmedizinischen Behandlungsbedarf entsprechend der nachfolgenden Indikationen bestimmt:  
Bei Schwangeren und Stillenden aufgrund der besonderen Situation die Behandlungsrisiken zugunsten des Ungeborenen oder Säuglings sorgfältig gegenüber dem Nutzen der Behandlung abzuwägen.  
Medizinprodukte von Kulzer sollen für die Rehabilitation der Funktionen der natürlichen Bezahlung (Kauen, Sprechen sowie Ästhetik) und stabilisieren restaurativ oder prothetisch die Rest-Bezahlung und/oder den Klebefilm.

**Indikationen**  
Individuelle Charakterisierung (z.B. von Schmelzrissen, Kalklecken, Füllungs-imitationen, Schmelzketten, farblichen Zwischenzähnen, Abtrasionsfrakturen, Fissuren) vor - leichten Schmelzketten, Brückenwerkstoffresten, Kulzer Kunststoff-Präzisionskeramik (PMMA - geeignete Kulzer Photopolymeren (entsprechend der Gebrauchsanweisungen des Photopolymeren)

**Kontraindikationen**  
Bei bekannter oder vermuteter Allergie gegen Bestandteile des Produktes ist die Verwendung des Produktes kontraindiziert. Nicht anwendbar bei bekannter oder vermuteter Allergie gegen (Met-)Acrylat-Verbindungen.

**Potentielle Nebenwirkungen**  
Überempfindlichkeiten gegen das Produkt oder seine Bestandteile können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden.

**Lieferformen**  
**Signum cre-active colorfluids**  
white, polar, umbra, corn, mango, caramel, maroon, black

**Signum cre-active transfluids**  
T1 – hochviskosit., klar  
T2 – niederviskos, klar

**Zusammensetzung**  
**Signum cre-active color fluids:**  
BisGMA, TEMA, Siliziumdioxid, Metacrylidopigmente, organische Pigmente, Diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphin oxid

**Signum cre-active T1:**  
UDMA, TEMA, BisGMA, Siliziumdioxid, Diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphin oxid

**Signum cre-active T2:**  
BisGMA, TEMA, BisGMA, Dioxido di silicio, diphényle(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine oxide

**Produktanwendung**

Bitte vor Gebrauch durch Sichtkontrolle auf Beschädigung prüfen. Beschädigte Produkte dürfen nicht eingesetzt werden. Wenn eine Allergie auf das Material vorliegt, darf es nicht verwendet werden.

**Masse kann nur auf das polymerisierte Verbundmaterial aufgetragen werden. Für Kunststoff-Präzisionskeramik, PMMA und Photopolymeren sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.**

**Reklamationshinweis**  
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften, Inhalt oder nicht restierende Verpackungsmassen kann auf das polymerisierte Verbundmaterial aufgetragen werden. Für Kunststoff-Präzisionskeramik, PMMA und Photopolymeren sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.

**Entsorgungshinweis**  
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften, Inhalt oder nicht restierende Verpackungsmassen kann auf das polymerisierte Verbundmaterial aufgetragen werden. Für Kunststoff-Präzisionskeramik, PMMA und Photopolymeren sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.

**Reklamationshinweis**  
Bei Rückmeldungen zum Produkt bitte immer Chargenbezeichnung (LOT) und Artikelnummer (REF) oder UDI angeben.

Gemeinsame Medizinprodukte-Verordnungen sind Anwendern gemeinsam verpflichtend, schwerwiegende Ergebnisse mit einem Medizinprodukt dem Hersteller und den zuständigen Behörde des Landes, in dem sie auftraten, zu melden.

Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.kulzer.com](http://www.kulzer.com)

© eingetragenes Warenzeichen der Kulzer GmbH

